

HolCARD CR-07 Alfa System

Description du produit:

HolCARD CR-07 Alfa System est un système de surveillance de la pression artérielle à long terme. L'enregistreur CR-07 a positivement passé la procédure de validation, conformément au Protocole international de la Société européenne d'hypertension et d'après le rapport répond aux critères de précision pour la mesure de la pression artérielle. A cet égard, il peut être utilisé pour des mesures dans les recherches. Le système est conçu pour une utilisation dans les cliniques, les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et les cliniques spécialisées.

Caractéristiques techniques:

1) Holter CR-07

- plage de mesure de la pression de 0 à 300 mm Hg (par rapport à la pression atmosphérique)
- sélection automatique de la pression
- mesure sur demande - touche EVENT
- méthode de mesure - oscillométrique
- alimentation: 4 x piles AA ou batterie (jusqu'à une semaine ou 500 examens)
- durée indéterminée de stockage des examens
- horloge interne en temps réel
- écran LCD caractères, lecture directe du dernier examen
- signalisation de diminution de la tension de la batterie
- clavier fonctionnel
- prise externe USB pour la communication avec le PC via câble USB
- dimensions: 90 x 36 x 93 mm

2) Logiciel HolCARD CR-07

- mesure et enregistrement de la tension systolique, diastolique, sanguine moyenne et du rythme cardiaque
- division de la journée en 6 sous-périodes de mesure
- analyse des résultats inclut les statistiques: Max, Min, plage, UQ, LQ, Médiane, Moyenne, écart-type de la pression artérielle systolique, diastolique, moyenne et de la fréquence cardiaque
- statistiques disponibles pour l'ensemble de l'examen et pour chacune des six périodes de mesure
- enregistrement de la pression artérielle au cours de la semaine (500) des mesures avec tous les écartements de mesures
- détermination automatique de la plage pression pompée
- présentation des résultats de la dernière mesure enregistrée (sur demande de l'utilisateur)
- mesure sur demande
- début de l'enregistrement en dehors du système d'exploitation
- interprétations des résultats de mesure graphiques et tabulaires



Accessoires standards:

- logiciel HoICARD CR-07 avec clé de sécurité USB et mode d'emploi
- enregistreur HoICARD CR-07
- câble de connexion USB
- brassard de pression artérielle taille moyenne
- sac pour enregistreur avec ceinture
- piles alcalines AA (4 pcs)