

FICHE TECHNIQUE

CABINES AUDIOMÉTRIQUES INSONORISÉES

EUROCLINIC SILENT ROOM & SILENT ROOM DOUBLE

Document préparé pour le Dr Mory Mamadou Diane - Bamako, Mali



Silent Room - vues extérieure et intérieure



Silent Room Double

Présentation

Les cabines audiométriques Euroclinic Silent Room créent un environnement acoustiquement atténué pour la réalisation d'examens audiométriques dans les cabinets ORL, centres médicaux et services hospitaliers. Elles associent isolation multicouche, visibilité du patient et connectique pour audiomètre.

Modèles disponibles

Modèle	Référence	Dimensions extérieures	Fenêtre
Silent Room	56588000	110 × 120 × 210 cm (h)	50 × 60 cm
Silent Room Double	56588004	220 × 234 × 210 cm (h)	50 × 60 cm

Atténuation acoustique annoncée

Fréquence	Réduction sonore
125 Hz	23 dB
250 Hz	25 dB
500 Hz	28 dB
1 000 Hz	32 dB
2 000 Hz	37 dB
4 000 Hz	45 dB
8 000 Hz	47 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction et isolation

- Ossature métallique de 2 mm, finition noire mate cuite au four.
- Parois de 25 mm, résistantes aux rayures et réalisées en matériau ignifugé avec finition mélaminée gris perle.
- Garnissage acoustique multicouche : polyéther absorbant à l'intérieur et mousse de polyéthylène expansé à l'extérieur.
- Base en panneaux mélaminés, angles arrondis en PVC et sol revêtu de PVC.
- Plafond en panneaux mélaminés avec remplissage en mousse de polyéthylène expansé.

Porte, observation et éclairage

- Porte à fermeture magnétique hermétique, avec poignée extérieure et bouton intérieur.
- Sens d'ouverture à droite ou à gauche disponible sur demande.
- Double vitrage acoustique en verre résistant à l'éclatement ; épaisseur définitive à confirmer selon la configuration proposée.
- Éclairage intérieur par plafonnier.

Dotation standard

- Jeu de câbles de connexion pour audiomètre avec prise jack stéréo 6,5 mm ; composition exacte à confirmer.
- Deux supports pour casques.
- Câble d'alimentation de 2 mètres avec prise.
- Prise Unel avec interrupteur bipolaire pour le raccordement de l'audiomètre.
- Plafonnier intérieur monté.

Options

Référence	Option	Intérêt
56588001	Tablette extérieure double	Surface de travail pour l'audiomètre et les accessoires
56588002	Système de ventilation forcée	Renouvellement d'air et confort du patient
56588003	Rampe d'accès	Facilitation de l'accès à la cabine

Informations à confirmer lors de la commande

À valider dans l'offre commerciale : disponibilité des références, dimensions intérieures, poids, conditionnement, alimentation électrique, configuration des câbles, ventilation, montage, garantie, service après-vente et délai de fabrication.

Les illustrations sont non contractuelles. Les caractéristiques, équipements et options peuvent évoluer sans préavis. Les données définitives seront confirmées par Euroclinic et reprises dans la proposition commerciale d'IBSGROUPE LTD.