




Système d'électrophorèse sur gel d'agarose / compact HYDRASYS 2 SCAN « Nouvelle génération »

Les différentes phases de la gamme d'essai d'électrophorèse de l'application d'échantillon à la lecture finale. Le HYDRASYS 2 peut maintenant finir ces phases. Ce dispositif comporte les derniers développements en technologie associée à l'expérience de SEBIA dans le domaine de l'électrophorèse. Les conditions cliniques de diagnostic permettent au HYDRASYS 2 d'exécuter à un de plus haut niveau. C'est un système complet d'un seul bloc et effectue toutes les différentes phases de l'essai d'électrophorèse, de l'application d'échantillon à la lecture finale. Il vient avec un lecteur tout neuf de concept et peut effectuer la mesure instantanée de densimétrie et lit rapidement les gels (près derrière 40 s/de gel, c'est 0, 8 s/échantillon pour un gel 54).

Le logiciel d'opération de résultats (PHORESIS) permet l'accès rapide et facile à utiliser à toutes les fonctionnalités.

Distributeur:

sebia



Distributeur: