

L'HEMOGLOBINE GLYQUEE AVEC SEBIA !

Le diabète est le grand fléau d'Afrique : l'OMS prévoit une augmentation des cas de plus de 109% entre 2013 et 2035.

Sebia facilite son suivi en analysant l'Hb1ac avec cet automate d'électrophorèse : le **Minicap Flex Piercing**.

Les résultats sont plus précis et moins soumis aux interférences liées au statut clinique du patient.
Son analyse est aussi moins contraignante pour le patient qui n'a pas besoin d'être à jeun.

Le MINICAP et Le CAPILLARYS en 4 mots :

Instruments d'électrophorèse capillaire polyvalents

->Performance :

MINICAP : 8 à 20 échantillons/heure selon l'analyse

CAPILLARYS : 37 échantillons/heure

Chargement continu

Archivage illimité pour le Capillarys

->Sécurité :

Cap piercing, traçabilité tube primaire au résultat final

->Complet :

Large menu de tests - Protéine, Immunotypage,
Hémoglobine, Urine, Immunotypage urine, CDT et
HbA1c

->Intuitif :

Logiciel Phoresis rapide et convivial



Minicap Flex Piercing